



AQUALINE
HØJDEINDSTILLELIGT BADEVÆRELSESUDSTYR

For komfort og sikkerhed

Ældre og handicappede har ofte problemer med at klare sig i badeværelset, fordi pladsen er trang, og installationer og udstyr er faste. Mange sidder på en badetaburet eller i kørestol ved håndvasken, og det kan være svært, hvis håndvasken er monteret til en stående bruger, fordi der er forskel på rækkevidde og arbejds højde. For dem, der har brug for hjælp i badeværelset, gør faste installationer og udstyr det svært. Hjælperens arbejdsstillinger bliver ofte akavede og belastende. Med Aqualine højdeindstilleligt udstyr kan både bruger og hjælper få bedre rammer i badeværelset. Brugeren bliver mere selvhjulpne og letter dermed hjælperens arbejde. En højdeindstillelig håndvask giver bedre arbejdsstillinger for både børn, voksne, siddende og stående, fordi arbejds højden kan tilpasses den aktuelle bruger.



BASIS HÅNDVASK

Basis højdeindstillelig vask leveres monteret med håndvask, spejl, hylde, etgrebs blandingsbatteri, vandlås, fleksible slanger og sikkerhedsbøjle under vasken. Højden indstilles elektrisk fra 60-100cm ved hjælp af en håndbetjening i spiralledning. Som alternativ til den almindelige vask leveres vask til personer med nedsat funktionsevne med eller uden mulighed for vinkling.

40-14600	Basis - 120x64x60cm
40-14620	Basis, med vask til personer med nedsat funktionsevne - 120x66x75cm
40-14610	Basis, med vinkling - 120x66x75cm

TILBEHØR

40-14690	Lysarmatur til montering over spejl - 60cm
40-14680	Hjælpegreb for blandingsbatteri
40-14685	Berøringsfrit armatur
97002452	Større spejl - 70x47cm

(Vælges et større spejl eller berøringsfrit armatur, leveres unit uden hylde)



MAXI HÅNDVASK

Maxi højdeindstillelig håndvask leveres monteret med håndvask med fralægningsplads, spejl, overskab med hylde, etgrebs blandingsbatteri, vandlås og fleksible slanger. Skab og fralægningsplads ved vask kan placeres i højre eller i venstre side. Højden indstilles elektrisk fra 60-100cm ved hjælp af en håndbetjening i spiralledning.

40-14650	Maxi, håndvask i højre side - 120x94x66cm
40-14660	Maxi, håndvask i venstre side - 120x94x66cm

TILBEHØR

40-14690	Lysarmatur til montering over spejl, 60cm
40-14680	Hjælpegreb for blandingsbatteri
40-14685	Berøringsfrit armatur



40-14705

FLEX-IN HÅNDVASK

Med den højdeindstillelige håndvask Flex-In er vandtilslutningen altid skjult, hvilket giver en flot og enkel afslutning. Flex-In er elektrisk højdeindstillelig fra 65-95cm. Det højdeindstillelige stel med vask, blandingsbatteri og vandtilslutning er én samlet unit. Du kan både få Flex-In med en standard vask og en vask til personer med nedsat funktionsevne. Ønsker man en anden vask, er det muligt at købe Flex-In vaskeunit, som er ekskl. vask og vandtilslutning, og selv påmontere en vask efter ønske.

40-14705	Flex-In, med standardvask - 57x59cm
40-14706	Flex-In, med vask til personer med nedsat funktionsevne - 57x72cm
40-14704	Flex-In, vaskeunit (ekskl. vask + vandtilslutning) - 57x14cm

TILBEHØR

30-67849	Infrarød håndbetjening
40-14680	Hjælpegreb for blandingsbatteri



40-14715

FLEXI HÅNDVASK

Med Flexi håndvask har kørestolsbrugere fri plads ind til væggen. Flexi håndvask leveres med manuel eller elektrisk højdeindstilling fra 68-98cm. Flexi er et modul system, og det er derfor nemt at ændre et manuelt stel til et elektrisk. Ønsker man at skjule de højdeindstillelige ben, kan man som tilbehør få elegante dækkapper i forskellige farver. Det højdeindstillelige stel med vask, blandingsbatteri og vandtilslutning er én samlet unit.

Manuel

40-14710	Flexi, med vask i midten - 122x51cm
40-14711	Flexi, med vask til højre - 92x52cm
40-14712	Flexi, med vask til venstre - 92x52cm

Elektrisk

40-14715	Flexi, med vask i midten - 122x51cm
40-14716	Flexi, med vask til højre - 92x52cm
40-14717	Flexi, med vask til venstre - 92x52cm

Ovennævnte produkter leveres med vask og blandingsbatteri

TILBEHØR

30-67849	Infrarød håndbetjening
40-14680	Hjælpegreb for blandingsbatteri
40-14722	Dækkapper
30-67841	Betjening, stor
30-69160	Klemliste - til elektriske stel



AQUALINE BADEKAR

Et højdeindstilleligt badekar bruges, når ældre og handicappede har brug for hjælp til bad. Ind- og udstigning af karret bliver lettere, løft til karret med hjælpemidler bliver nemmere, fordi karret kan indstilles til løftegrej, og personalets arbejdsstillinger bliver bedre, når arbejdshøjden kan tilpasses den enkelte bruger og hjælper. Herved undgås blandt andet arbejde med bøjet ryg.

Aqualine badekar er monteret i en elektrisk højdeindstillelig ramme. Badekarret leveres med blandingsbatteri og håndbruser. Badekarrets højde indstilles elektrisk fra 65-95cm ved hjælp af en håndbetjening i spiralledning. Opklappeligt bruseleje kan leveres som tilbehør og monteres på højre eller venstre langside af badekarret. Sengehest kan monteres for øget sikkerhed.

Varenummer	40-14142	40-14143	40-14140	40-14144	40-14145	40-14146
Bredde	70cm	70cm	70cm	75cm	80cm	90cm
Længde	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm	190cm

(Alle ydermål)



AQUALINE BRUSELEJE

I nogle situationer er det nødvendigt at bade ældre og handicappede mennesker i liggende stilling. Ved overflytning fra seng, stol eller badestol er det en fordel med et højdeindstilleligt bruseleje. Hjælperne får bedre arbejdsstillinger og mindre arbejde med foroverbøjet ryg.

Aqualine højdeindstilleligt bruseleje er monteret på en væghængt konsol og er opklappeligt. Højden indstilles elektrisk fra 30-100cm ved hjælp af en håndbetjening i spiralledning. Når bruselejet ikke er i brug, vippes det op i lodret stilling, så det fylder mindre i rummet. Når bruselejet klappes op og ned, sørger gasfjederen for at dæmpe bevægelsen. Bruselejet er nemt at arbejde med og har en vaskbar overflade. Længden af liggefladen er 25cm kortere end bruselejets længde.

Som tilbehør kan der monteres sengehest for øget sikkerhed.

Varenummer	40-25520	40-25521	40-25522	40-25523	40-25524	40-25525	40-25526	40-25527	40-25528	40-25529
Bredde	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm	88cm
Længde	100cm	110cm	120cm	130cm	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm	210cm

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

Ropox A/S

Ringstedgade 221

4700 Næstved

Telefon 5575 0500

Telefax 5575 0550

info@ropox.dk

www.ropox.dk

