



Badekar


Elektrisk højdeindstilleligt badekar
Leveres med eller uden bruseleje
Øger hjælperens arbejdsstilling

- Badekar kan højdeindstilles 30cm.
- Højden kan justeres ved hjælp af en betjening til den ønskede position.
- Badekar leveres med blandingsbatteri, håndbruser, vandlås, fleksible tilslutningsslanger og fleksibelt afløb.
- Badekar fås i forskellige størrelser.


Badekar

Højdeindstillelige badekar leveres med blandingsbatteri, håndbruser, vandlås, fleksible fleksible tilslutningsslanger og fleksibelt afløb.


V-nr. 40-14142




V-nr. 40-14143




V-nr. 40-14140



V-nr. 40-14144




V-nr. 40-14145



V-nr. 40-14146

Badekar med ergonomisk ryglæn



Standard betjening leveres med badekar V-nr. 97000538



Fleksibel vandtilslutning og afløb V-nr. 40-25775



Tilbehør

Holder til håndbruser V-nr. 40-14120



Sengehest V-nr. 40-25962



Bremsehjul inkl. monteringsbeslag. Øger højden med 9cm
40-14110 til model:
40-14140/ 40-14142/
40-14143/ 40-14144
40-14115 til model:
40-14145
40-14116 til model:
40-14146



Bruselejer, opklappelige med net



V-nr. 40-14100 149x68cm
V-nr. 40-14102 129x68cm
V-nr. 40-14103 139x68cm
V-nr. 40-14104 159x68cm
V-nr. 40-14105 169x78cm
V-nr. 40-14106 179x88cm

Betræk med huller og lynlås



V-nr. 40*14100-100 155x68cm
V-nr. 40*14100-102 135x68cm
V-nr. 40*14100-103 145x68cm
V-nr. 40*14100-104 165x68cm
V-nr. 40*14100-105 175x78cm
V-nr. 40*14100-106 185x88cm

ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Næstved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.com