



Bruseleje

Elektrisk højdeindstilleligt bruseleje

Opklappeligt


Overflytning kan ske fra højde 30-100cm

- Bruseleje kan højdeindstilles 70cm.
- Højden kan justeres ved hjælp af en håndbetjening til den ønskede position.
- Bruselejet er monteret på en væghængt konsol.
- Det højdeindstillelige bruseleje er opklappeligt, herved opnås mere plads, når det ikke er i brug.
- Bruselejer fås i forskellige størrelser.

Bruseleje

Højdeindstillelige bruselejer, højdeindstilling 30-100cm.
Længden af nettet/ betrækket er 25cm kortere end bruselejets længde.


V-nr. 40-25522




V-nr. 40-25523




V-nr. 40-25524




V-nr. 40-25525




V-nr. 40-25526




V-nr. 40-25527



V-nr. 40-25528



V-nr. 40-25529
Leveres kun med betræk



* Liggefladen

Standard betjening
leveres med bruseleje
V-nr. 97000538



Fleksibel vandtilslutning og afløb
V-nr. 40-25752



Tilbehør

Sengehest 110cm
OBS i sammenklappet stand vil sengen
være længere end bruseleje for
længderne
120-130-140cm
V-nr. 40-25961



Sengehest 60cm
sammenklappelig
V-nr. 40-25966



Aftageligt bruselejebetræk med huller og lynlås. Som tillæg til ordre.

- V-nr. 40*25520-120
- V-nr. 40*25520-130
- V-nr. 40*25520-140
- V-nr. 40*25520-150
- V-nr. 40*25520-160
- V-nr. 40*25520-170
- V-nr. 40*25520-180



ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.com