



DOMINO
LØFTESEJL

Giver komfort og tryghed

DOMINO SEJL

I GRÅT POLYESTER, KOMFORT MATERIALE

Disse sejl er udført i en specialfremstillet spundet polyester, der forener komfort med en utrolig styrke. Materialet er smerglet på indersiden, hvilket giver sejlet en bomuldslikenende overflade, der både er komfortabel for brugeren og samtidig sikrer, at sejlet ikke glider. Materialet er brandhæmmende.



DOMINO HYGIJNE sejlet er inkl. tryghedsbælte. Anvendes til løft til og fra siddende stilling. Velegnet til hygiejne og toiletbesøg.



DOMINO AKTIV sejlet støtter hoften og ryggen. Er nemt at arbejde med, da ryg og bensektion er polstret med hårdt skummateriale. Tryghedsbælte som tilbehør.



DOMINO COMBI sejlet er udformet som Aktiv sejlet, men har en fleksibel hovedstøtte, som er skjult i en lomme bag ryggen. Tryghedsbælte som tilbehør.



DOMINO CLASSIC. Helsejæl med polstrede benstøtter. Er specielt velegnet til forflytning fra liggende stilling. Støtter hele kroppen. Ekstra skumpolstring i ben-, krop- og hovedsektion for bedre komfort.



DOMINO AMPUTATION. Special design af stropesystem giver optimal støtte og balance. Tryghedsbælte som tilbehør.



DOMINO THORAX sejl til stålift. Unikt design og polstring giver optimal støtte i forbindelse med brug af stålift. Fås også uden polstring under arme.

DOLPHIN SEJL I HVIDT NETMASKET POLYESTER MATERIALE

Til brug i forbindelse med bad og brus. Giver vandet fri passage og letter rengøringen.



DOLPHIN HYGIEJNE sejlet er inkl. tryghedsbælte. Velegnet til bad og brus, da netvævet giver vandet fri passage og letter rengøringen. Anvendes til løft til og fra siddende stilling.



DOLPHIN CLASSIC er specielt velegnet til forflytning fra liggende stilling, da hele kroppen støttes. Netvævs materialet betyder, at sejlet er velegnet til bad og brus, da vandet har fri passage og rengøringen lettes.

DOMINO BLUE SEJL I GLAT, BLÅT POLYESTERMATERIALE (NYLON)

Den lave friktion gør, at sejlet er let at lægge på og fjerne igen.



DOMINO BLUE HYGIEJNE sejlet er inkl. tryghedsbælte. Anvendes til løft til og fra siddende stilling. Velegnet til hygiejne og toiletbesøg.



DOMINO BLUE AKTIV sejlet støtter hoften og ryggen. Tryghedsbælte som tilbehør.



DOMINO BLUE CLASSIC. Velegnet til forflytning fra liggende stilling. Den lave friktion i materialet gør, at sejlet er let at lægge på og fjerne igen.

TILBEHØR



Til **AKTIV, COMBI** og **AMPUTATIONS** sejlene, kan man som tilbehør montere et tryghedsbælte. En fiksering, der giver brugeren en fornemmelse af øget sikkerhed.



Hvis man ønsker yderligere mulighed for tilpasning af løfteindstilling, kan man påmontere forlængerstropper. Disse fås i 15 cm og 30 cm længde.

BESTILLINGSINFORMATION

VARENR.	BESKRIVELSE
DOMINO LØFTESEJL KUN TIL STÅLIFTE	
25-43011	Domino Thorax sejl med polstring. Small, max livvidde 70cm
25-43012	Domino Thorax sejl med polstring. Medium, max livvidde 100cm
25-43013	Domino Thorax sejl med polstring. Large, max livvidde 130cm
25-43014	Domino Thorax sejl med polstring. X Large, max livvidde 150cm
25-43015	Domino Thorax sejl med polstring. XX Large, max livvidde 170cm
25-48011	Domino Thorax sejl uden polstring. Small, max livvidde 70cm
25-48012	Domino Thorax sejl uden polstring. Medium, max livvidde 100cm
25-48013	Domino Thorax sejl uden polstring. Large, max livvidde 130cm
25-48014	Domino Thorax sejl uden polstring. X Large, max livvidde 150cm
DOMINO LØFTESEJL TIL BAD OG TOILET	
DOMINO HYGIEJNE	
25-48021	Domino Hygiejne sejl. Small, inkl. Mavebælte, max livvidde 70cm
25-48022	Domino Hygiejne sejl. Medium, inkl. Mavebælte, max livvidde 110cm
25-48023	Domino Hygiejne sejl. Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 125cm
25-48024	Domino Hygiejne sejl. X Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 150cm
25-48025	Domino Hygiejne sejl. XX Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 170cm
DOMINO BLUE HYGIEJNE	
25-47011	Domino Blue Hygiejne sejl. Small, inkl. Mavebælte, max livvidde 70cm
25-47012	Domino Blue Hygiejne sejl. Medium, inkl. Mavebælte, max livvidde 110cm
25-47013	Domino Blue Hygiejne sejl. Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 125cm
25-47014	Domino Blue Hygiejne sejl. X Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 150cm
DOLPHIN HYGIEJNE	
25-42021	Dolphin Hygiejne sejl. Small, inkl. Mavebælte, max livvidde 70cm
25-42022	Dolphin Hygiejne sejl. Medium, inkl. Mavebælte, max livvidde 110cm
25-42023	Dolphin Hygiejne sejl. Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 125cm
25-42024	Dolphin Hygiejne sejl. X Large, inkl. Mavebælte, max livvidde 150cm
DOMINO LØFTESEJL MED POLSTREDE BENSTØTTER OG RYGSTØTTE	
DOMINO AKTIV	
25-48041	Domino Aktiv sejl. Small
25-48042	Domino Aktiv sejl. Medium
25-48043	Domino Aktiv sejl. Large
DOMINO BLUE AKTIV	
25-47041	Domino Blue Aktiv sejl. Small
25-47042	Domino Blue Aktiv sejl. Medium
25-47043	Domino Blue Aktiv sejl. Large

VARENR.	BESKRIVELSE
DOMINO LØFTESEJL MED FLEKSIBEL HOVEDSTØTTE, POLSTRET RYG- OG BENSTØTTER	
DOMINO COMBI	
25-49031	Domino Combi sejl. Small. Valgfri brug af hovedstøtte
25-49032	Domino Combi sejl. Medium. Valgfri brug af hovedstøtte
25-49033	Domino Combi sejl. Large. Valgfri brug af hovedstøtte
DOMINO HELSEJL MED POLSTRET HOVEDSTØTTE	
DOMINO CLASSIC	
25-49011	Domino Classic. Small. Med polstrede benstøtter
25-49012	Domino Classic. Medium. Med polstrede benstøtter
25-49013	Domino Classic. Large. Med polstrede benstøtter
25-49014	Domino Classic. X Large. Med polstrede benstøtter
DOMINO BLUE CLASSIC	
25-47841	Domino Blue Classic. Small
25-47842	Domino Blue Classic. Medium
25-47843	Domino Blue Classic. Large
DOLPHIN CLASSIC	
25-41011	Dolphin Classic. Small. Med polstrede benstøtter
25-41012	Dolphin Classic. Medium. Med polstrede benstøtter
25-41013	Dolphin Classic. Large. Med polstrede benstøtter
25-41014	Dolphin Classic. X Large. Med polstrede benstøtter
AMPUTATIONSSEJL MED POLSTREDE BENSTØTTER OG RYGSTØTTE	
DOMINO AMPUTATION	
25-48031	Domino amputations sejl. Small
25-48032	Domino amputations sejl. Medium
25-48033	Domino Amputations sejl. Large
TILBEHØR TIL DOMINO SEJL	
25-49111	Tryghedsbælte til Domino Aktiv, Combi og Amputations sejl. Small
25-49112	Tryghedsbælte til Domino Aktiv, Combi og Amputations sejl. Medium
25-49113	Tryghedsbælte til Domino Aktiv, Combi og Amputations sejl. Large
25-49121	Tryghedsbælte til Domino Blue Aktiv sejl. Small
25-49122	Tryghedsbælte til Domino Blue Aktiv sejl. Medium
25-49123	Tryghedsbælte til Domino Blue Aktiv sejl. Large
25-40115	Forlængerstrop 15cm. Kan anvendes på alle typer Domino sejl
25-40130	Forlængerstrop 30cm. Kan anvendes på alle typer Domino sejl

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

Ropox A/S
Ringstedgade 221
4700 Næstved
Telefon 5575 0500
Telefax 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.dk