



Get-Up

Mobilt ståstøttebord


Elektrisk højdeindstilleligt bord og personhævesystem

- Bordet højdeindstilles fra 75-135cm efter brugerens behov ved hjælp af en håndbetjening.
- Bord- og hævesystem kan betjenes hver for sig eller samtidigt.
- Bordet er forsynet med underarmstøtter og greb, som støtter, når brugeren rejser sig.
- Knæstøtter og rygstøtte kan monteres som støtte ved løft og støtte til den stående stilling.
- Get-Up bruges som træningsredskab i ergo- og fysioterapien eller som hjælpemiddel i hjemmet til daglige aktiviteter i stående stilling.
- Get-Up giver mulighed for at få brugere med forskellige funktionsnedsættelser op i stående stilling, og aflaster desuden personalet i arbejdet med brugeren.

Get-Up




Elektrisk højdeindstilling 75-135cm. Mobil.
Bordplade 79x68cm i massivt bøgetræ
inkl. boomerang Ø 40cm, håndbetjening,
armstøtter, greb og 4 stk. bremsehjul
V-nr. 10-76261




Tilbehør


Personhævesystem,
elektrisk 220V AC
V-nr. 10-76303



Rygstøtte
V-nr. 10-76314



Knæstøtte
V-nr. 10-76320



ROPOX
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Næstved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.com