



## Toiletstøtter

Toiletstøtternes ovale profil giver brugeren et fremragende greb.

Nem at slå op og ned.

Stor stabilitet - giver øget tryghed.

Hygiejnisk og rengøringsvenligt design.

- Wave-designet eller rejse / sætte beslaget kan fjerne / reducere behovet for højdeindstilling.
- De to indbyggede højder i wave-designet tilbyder optimale forhold for såvel stående som siddende forflytning.
- Ved siddende af- og påklædning giver den lave højde optimal støtte og bevægelsesfrihed.

# Toiletstøtter

To slags vægunit, begge med Straight eller Wave profiler.

<p>LOIRE-straight V-nr. 40-40110</p> 	<p>LOIRE-wave V-nr. 40-40115</p> 	<p>Rejse / sætte beslag V-nr. 40-40925</p> 
<p>LOIRE-straight, med ben V-nr. 40-40120, teleskop ben</p> 	<p>LOIRE-wave, med ben V-nr. 40-40125, teleskop ben</p> 	<p>Håndklædeholder V-nr. 40-40915</p> 
<p>RHONE-straight V-nr. 40-40210</p> 	<p>RHONE-wave V-nr. 40-40215</p> 	<p>Holder til betjening V-nr. 40-40920</p> 
		<p>Toiletrulleholder V-nr. 40-40910</p> 
		<p>Vægplade til højdejustering: RHONE: V-nr. 40-40900 LOIRE: V-nr. 40-40905</p> 

## ROPOX Tips

- Placer toiletstøttens front i højde 80cm, det imødekommer de fleste stående forflytninger.
- Anvendes rejse / sætte beslag monteres toiletstøtten i højde 68cm.
- Skal der udføres sideværtsforflytning giver LOIRE den største stabilitet.
- Hvis man ønsker at højdeindstille toiletstøtten gøres det vha. vægpladen. Vægpladen fås til RHONE og LOIRE og kan give 12cm højdeindstilling.

**ROPOX**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S  
Ringstedgade 221  
DK-4700 Næstved  
Tel. +45 5575 0500  
Fax +45 5575 0550  
info@ropox.dk  
www.ropox.dk